


## JORDAN řada E

jednomotorové lehátko s elektrickým nastavením výšky stolu speciálně určená pro Vojtovu metodu.


Základní model pro Vojtovu metodu je jednomotorové lehátko s elektrickým nastavením výšky stolu. Konstrukce je stabilní ve všech terapeutických polohách i výškách v rozmezí zdvihu stolu 50 - 105 cm (za příplatek 45 - 92 cm) a to i s pacientem. Standardní šířka stolu je 100 cm, ale Vy si můžete tuto šíři změnit od 80 do 120 cm.

Stoly využívají především dětské stacionáře, rehabilitační praxe zaměřené na Vojtovu metodu, ale i domácnosti pro cvičení s dětským pacientem.

### JORDAN E1



### JORDAN E2



## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Základní provedení

	E1	E2
rozměr, délka x standardní šířka (šířka na přání od 80 do 120 cm)	200 x 100	200 x 100
počet polstrovaných segmentů	1	2
hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou	-	ano
elektricky nastavitelná výška (cm)	50 - 105	50 - 105
ruční ovladač elektromotoru	ano	ano

### Volitelné příslušenství:

snížení minimální výšky stolu (cm)	40 - 87	40 - 87
kolečka $\varnothing$ 70 mm nebo $\varnothing$ 100 mm	•	•
fixovací kolíky - ramenní, mezinožní	•	•
ústní otvor v podhlavníku s krytem	-	•
nožní ovladač elektromotoru	•	•
konstrukční ovladač elektromotoru RAL nebo chrom	•	•
držák na hygienický papír za nožní částí	•	•
postranní lišty na fixační popruhy RAL nebo chrom	•	•
eurolišta podél boku lehátka	•	•
fixační kloub na eurolištu nerez, naklápěcí univerzální	•	•
bezpečnostní vypínací skříňka	•	•

• možno doobjednat

- nedodává se